

CONTENITORI TRUE NORTH®

Cod. 07.3477.99

Contenitori per ghiaccio forma a bacinella TRUE NORTH®



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Costruiti in poliuretano rigido e stampati in un solo pezzo; mantengono nel tempo il raffreddamento di campioni sensibili alla temperatura.
- Ideali per ghiaccio, azoto liquido, amalgama ghiaccio-sale ed altro.
- Il coperchio è progettato per mantenere l'evaporazione al minimo e si incastra facilmente con la base.
- Da un beccuccio si versa facilmente ghiaccio fuso, acqua e soluzioni.
- Grandi maniglie ergonomiche per un trasporto sicuro.

Dati Tecnici

Dimensione (mm)	381x254x182 (LxPxh)
Forma	A bacinella
Colore	Blu artico

Varianti

Codice	Prodotto		Dimensione (mm)	Forma	Colore
07.3475.99	CONTENITORI TRUE NORTH®	TRUE	234x181 (Diam.x h)	A secchiello	Nero onice
07.3476.99	CONTENITORI TRUE NORTH®	TRUE	267x195,5x114 (LxPxh)	A bacinella	Smeraldo

07.3477.99	CONTENITORI NORTH®	TRUE	381x254x182 (LxPxh)	A bacinella	Blu artico
07.3478.99	CONTENITORI NORTH®	TRUE	521x292x163 (LxPxh)	A bacinella	Rubino