

CONTENITORI TRUE NORTH®

Cod. 07.3477.99



Contenitori per ghiaccio forma a bacinella TRUE NORTH®

Descrizione

Caratteristiche principali:

- Costruiti in poliuretano rigido e stampati in un solo pezzo; mantengono nel tempo il raffreddamento di campioni sensibili alla temperatura.
- Ideali per ghiaccio, azoto liquido, amalgama ghiaccio-sale ed altro.
- Il coperchio è progettato per mantenere l'evaporazione al minimo e si incastra facilmente con la base.
- Da un beccuccio si versa facilmente ghiaccio fuso, acqua e soluzioni.
- Grandi maniglie ergonomiche per un trasporto sicuro.

Dati Tecnici

| Dimensione (mm) | 381x254x182 (LxPxh) | |
|-----------------|---------------------|--|
| Forma | A bacinella | |
| Colore | Blu artico | |

Varianti

| Codice | Prodotto | | Dimensione (mm) | Forma | Colore |
|------------|-----------------------|------|-----------------------|--------------|------------|
| 07.3475.99 | CONTENITORI NORTH® | TRUE | 234x181 (Diam.x h) | A secchiello | Nero onice |
| 07.3476.99 | CONTENITORI NORTH® | TRUE | 267x195,5x114 (LxPxh) | A bacinella | Smeraldo |



| 07.3477.99 | CONTENITORI NORTH® | TRUE | 381x254x182 (LxPxh) | A bacinella | Blu artico |
|------------|-----------------------|------|---------------------|-------------|------------|
| 07.3478.99 | CONTENITORI NORTH® | TRUE | 521x292x163 (LxPxh) | A bacinella | Rubino |