

PIASTRE PETRI STANDARD

Cod. 07.2300.47



Piastre Petri standard senza tacche ØxH. mm 60x8 in sacchetti da 20 pezzi confezione 500 pezzi

Descrizione

Caratteristiche:

- Monouso per batteriologia in polistirolo
- perfettamente piane e trasparenti con o senza ventilazione.

Stato microbiologico:

- Non irraggiate: confezionate in ambiente controllato con immissione di aria ionizzata.
- Irraggiate : sterili per irraggiamento a raggi beta o gamma (certificato di sterilità del lotto disponibile a richiesta).

Dati Tecnici

Dimensioni (Øxh mm)	60x8
Volume vasca	Non ventilata
Sterilizzazione	Non irraggiate
Confezione (pezzi)	500

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Øxh mm)	Volume vasca	Sterilizzazione	Confezione (pezzi)
07.2310.47	PIASTRE STANDARD	PETRI 60x8	Ventilata	Non irraggiate	500

07.2300.47	PIASTRE STANDARD	PETRI	60x8	Non ventilata	Non irraggiate	500
07.2310.55	PIASTRE STANDARD	PETRI	90x16	Ventilata	Non irraggiate	500
07.2300.55	PIASTRE STANDARD	PETRI	90x15	Non ventilata	Non irraggiate	500
07.2310.57	PIASTRE STANDARD	PETRI	100x15	Ventilata	Non irraggiate	500
07.3480.99	PIASTRE STANDARD	PETRI	100x15	Non ventilata	Non irraggiate	500
07.3481.99	PIASTRE STANDARD	PETRI	120x15	Non ventilata	Non irraggiate	320
07.2310.64	PIASTRE STANDARD	PETRI	150x15	Ventilata	Non irraggiate	220
07.3479.99	PIASTRE STANDARD	PETRI	35x11	Ventilata	Irraggiate	800
07.3482.99	PIASTRE STANDARD	PETRI	60x8	Ventilata	Irraggiate	2X500
07.3483.99	PIASTRE STANDARD	PETRI	60x8	Non ventilata	Irraggiate	1000
07.3484.99	PIASTRE STANDARD	PETRI	90x15	Ventilata	Irraggiate	500
07.3485.99	PIASTRE STANDARD	PETRI	90x15	Non ventilata	Irraggiate	500
07.3486.99	PIASTRE STANDARD	PETRI	100x15	Ventilata	Irraggiate	500
07.3487.99	PIASTRE STANDARD	PETRI	100x15	Non ventilata	Irraggiate	500
07.3488.99	PIASTRE STANDARD	PETRI	120x15	Ventilata	Irraggiate	240
07.3489.99	PIASTRE STANDARD	PETRI	120x15	Non ventilata	Irraggiate	320
07.3490.99	PIASTRE STANDARD	PETRI	150x15	Ventilata	Irraggiate	220