

CONTENITORI PER FECI

Cod. 07.0860.32

Contenitore per feci polipropilene tappo a vite prodotti in ambiente controllato ,
sì etichetta



Descrizione

Caratteristiche principali:

- In polipropilene trasparente con tappo a vite, con o senza etichetta.
- Produzione in ambiente controllato o non sterili.

Dati Tecnici

Dimensioni (Øxh mm)	25x80
Capacità (ml)	25
Sterile	Ambiente controllato
Etichetta	Sì
Confezione (pezzi)	1000

Varianti

Codice	Prodotto	Sterile	Etichetta	Confezione (pezzi)
07.0900.32	CONTENITORI PER FECI	Ambiente controllato (singolo)	Sì	700
07.0860.32	CONTENITORI PER FECI	Ambiente controllato	Sì	1000
07.0820.32	CONTENITORI PER FECI	No	Sì	1000

07.0870.32	CONTENITORI PER FECI	Ambiente controllato	No	1000
07.0810.32	CONTENITORI PER FECI	No	No	1000