

CONTENITORI CON TAPPO A VITE

Cod. 07.3491.99

Contenitori con tappo a vite no sterili no etichetta



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Con tappo a vite con o senza etichetta.
- In polipropilene trasparente per trasporto campioni.
- Produzione in ambiente controllato o non sterile.

Dati Tecnici

Dimensioni (Øxh mm)	40x60
Capacità (ml)	60
Sterile	No
Etichetta	No
Confezione (pezzi)	600

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Øxh mm)	Capacità (ml)	Sterile	Etichetta	Confezione (pezzi)
07.3491.99	CONTENITORCON TAPPO A VITE	40x60	60	No	No	600

07.0965.49	CONTENITORE CON TAPPO A VITE	40x60	60	No	Si	600
07.0980.49	CONTENITORCON TAPPO A VITE	40x60	60	Si (singolo)	Si	500
07.0960.61	CONTENITORCON TAPPO A VITE	60x65	120	No	No	527
07.0970.64	CONTENITORCON TAPPO A VITE	60x65	120	No	Si	300
07.0985.64	CONTENITORCON TAPPO A VITE	60x65	120	Si (singolo)	Si	250
07.3493.99	CONTENITORCON TAPPO A VITE	63x80	180/200	No	No	468
07.0975.67	CONTENITORCON TAPPO A VITE	63x80	180/200	No	Si	200
07.1000.67	CONTENITORCON TAPPO A VITE	63x80	180/200	Ambiente controllato (singolo)	Si	150