

FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/XP

Cod. 05.8205.99

Filtri per siringa WHATMAN GD/XP NYLON Ø 25 mm porosità 0,45 µm conf. 1500



Descrizione

I filtri per siringa **GD/XP** di Whatman sono progettati appositamente per campioni da sottoporre ad analisi degli ioni inorganici, perché garantiscono livelli minimi di ioni estraibili. Rappresentano inoltre una buona scelta per utenti che necessitano di un filtro con legame proteico estremamente basso.

I filtri per siringa GD/XP contengono un prefiltro multistrato costituito da due filtri in polipropilene (uno da 20 µm e l'altro da 5 µm). Il filtro finale è costituito da una membrana collocata sotto il prefiltro multistrato.

Applicazioni:

- Preparazione di campioni per HPLC
- Analisi di metalli in tracce
-

Dati Tecnici

Diametro (mm)	25
Porosità (µm)	0,45
Materiale	Nylon
Confezione (pezzi)	1500

Varianti

Codice	Prodotto	Materiale	Confezione (pezzi)
--------	----------	-----------	--------------------

05.7025.04	FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/XP	Nylon	150
05.8205.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/XP	Nylon	1500
05.8207.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/XP	PVDF	150
05.8208.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/XP	PVDF	1500
05.8209.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/XP	PTFE	150
05.8361.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/XP	PES	150
05.8636.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN GD/XP	PES	1500