

FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 4

Cod. 05.7904.02

Filtri per siringa WHATMAN PURADISC PVDF Ø 4 mm porosità 0,2 µm conf. 100



Descrizione

Caratteristiche principali filtri per siringa **Whatman Puradisc**:

- Associano qualità superiore ed economicità.
- Prodotti in polipropilene privo di pigmenti (policarbonato per Puradisc FP e Aqua30).
- Hanno connettori di entrata (Luer Lock femmina) e uscita (Luer maschio) standard (salvo diversa specifica).
- Disponibili versioni in blister di grado medicale sterili per applicazioni critiche, nonché con un apposito tubetto di uscita per dispensare con accuratezza il campione in microvial, eliminando blocchi d'aria.
- Possono filtrare campioni fino a 2 ml, hanno un piccolo volume morto (<10 µl) e sono disponibili con tubetto di uscita (opzionale).

Dati Tecnici

Diametro (mm)	4
Porosità (µm)	0,2
Materiale	PVDF
Tubetto di uscita	No
Sterile	No
Confezione (pezzi)	100

Varianti

Codice	Prodotto	Porosità (µm)	Materiale	Sterile	Confezione (pezzi)
05.7904.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 4	0,2	PVDF	No	100

05.7904.04	FILTRI WHATMAN 4	SIRINGA PURADISC	0,45	PVDF	No	100
05.8304.02	FILTRI WHATMAN 4	SIRINGA PURADISC	0,2	PTFE	No	500
05.8304.04	FILTRI WHATMAN 4	SIRINGA PURADISC	0,45	PTFE	No	500
05.8404.02	FILTRI WHATMAN 4	SIRINGA PURADISC	0,2	PTFE	No	100
05.8404.04	FILTRI WHATMAN 4	SIRINGA PURADISC	0,45	PTFE	No	100
05.9104.02	FILTRI WHATMAN 4	SIRINGA PURADISC	0,2	PVDF	Sì	50
05.8246.99	FILTRI WHATMAN 4	SIRINGA PURADISC	0,2	PVDF	No	500
05.8247.99	FILTRI WHATMAN 4	SIRINGA PURADISC	0,45	PVDF	No	500