

FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13



Cod. 05.8413.01

Filtri per siringa WHATMAN PURADISC PTFE Ø 13 mm porosità 0,1 µm conf. 100

Descrizione

Caratteristiche principali filtri per siringa **Whatman Puradisc**:

- Associano qualità superiore ed economicità.
- Prodotti in polipropilene privo di pigmenti (policarbonato per Puradisc FP e Aqua30).
- Hanno connettori di entrata (Luer Lock femmina) e uscita (Luer maschio) standard (salvo diversa specifica).
- Disponibili versioni in blister di grado medicale sterili per applicazioni critiche, nonché con un apposito tubetto di uscita per dispensare con accuratezza il campione in microvial, eliminando blocchi d'aria.
- La chiusura senza materiali adesivi elimina eventuali contaminazioni del campione.
- Possono filtrare campioni fino a 10 ml, hanno un piccolo volume morto (< 25 µl) e sono disponibili con tubetto di uscita (opzionale).

Dati Tecnici

Diametro (mm)	13
Porosità (µm)	0,1
Materiale	PTFE
Tubetto di uscita	No
Sterile	No
Confezione (pezzi)	100

Varianti

Codice	Prodotto	Diametro (mm)	Porosità (µm)	Materiale	Tubetto di uscita	Sterile	Confezione (pezzi)
05.7713.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,2	PVDF	Sì	No	50
05.7913.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,2	PVDF	No	No	100
05.8224.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,2	PVDF	No	No	2000
05.9213.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,2	PVDF	No	No	500
05.7913.04	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	PVDF	No	No	100
05.8225.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	PVDF	No	No	200
05.9213.04	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	PVDF	No	No	500
05.9113.04	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	PVDF	No	Sì	50
05.7513.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,2	PTFE	Sì	No	50
05.8413.01	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,1	PTFE	No	No	100
05.8413.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,2	PTFE	No	No	100
05.8226.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,2	PTFE	No	No	200
05.8313.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,2	PTFE	No	No	500
05.8413.04	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	PTFE	No	No	100
05.8227.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	PTFE	No	No	200
05.8313.04	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	PTFE	No	No	500
05.8413.10	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	1	PTFE	No	No	100
05.8235.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	5	PTFE	No	No	100

05.8241.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,1	Nylon	No	No	100
05.8213.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,2	PES	No	No	100
05.8213.04	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	PES	No	No	100
05.8013.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,2	Polisulfone	No	Si	50
05.8232.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	Polisulfone	No	Si	50
05.8113.04	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	Polisulfone	No	No	500
05.8230.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	Acetato di cellulosa	No	No	100
05.8853.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25	25	0,2	RC	No	No	1000
05.8854.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25	25	0,2	RC	No	No	200
05.8855.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25	25	0,2	RC	No	No	50
05.8852.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	RC	No	No	500
05.8851.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,45	RC	No	No	100
05.8850.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 13	13	0,2	RC	No	No	500