

BAGNO PER ISTOLOGIA

Cod. 22.1670.27

Bagnomaria per istologia analogico



Descrizione

Bagno per istologia con capacità di 1,5 litri. Adatto per i tessuti inclusi in paraffina tagliati con i microtomi.

Vasca interna in alluminio anodizzato di colore nero per facilitare la visibilità del materiale deposto, isolata dall'esterno con fibra di vetro per contenere al massimo la dispersione del calore mantenendo uniforme la temperatura.

Temperatura regolata e controllata mediante termostato con sonda ad espansione di liquido.

Esterno in acciaio verniciato a polvere epossidica antiacido.

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	+30÷+90
Capacità vasca (l)	1,5
Dimensioni vasca (ØxH mm)	200x60
Classe di sicurezza	-
Classe di protezione	IP 54
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	330x95
Peso (kg)	1,5
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/250

