

FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25



Cod. 05.8252.99

Filtri per siringa WHATMAN PURADISC PES Ø 25 mm porosità 1,0 µm conf. 1000

Descrizione

Caratteristiche principali filtri per siringa **Whatman Puradisc**:

- Associano qualità superiore ed economicità.
- Prodotti in polipropilene privo di pigmenti (policarbonato per Puradisc FP e Aqua30).
- Hanno connettori di entrata (Luer Lock femmina) e uscita (Luer maschio) standard (salvo diversa specifica).
- Disponibili versioni in blister di grado medicale sterili per applicazioni critiche, nonché con un apposito tubetto di uscita per dispensare con accuratezza il campione in microvial, eliminando blocchi d'aria.
- La chiusura senza materiali adesivi elimina eventuali contaminazioni del campione.
- Possono filtrare campioni fino a 100 ml e hanno un piccolo volume morto.

Dati Tecnici

Diametro (mm)	25
Porosità (µm)	1
Materiale	PES
Tubetto di uscita	No
Sterile	No
Confezione (pezzi)	1000

Varianti

Codice	Prodotto	Porosità (µm)	Materiale	Sterile	Confezione (pezzi)
05.8211.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25	0,2	PVDF	No	50
05.8213.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25	0,2	PVDF	No	200
05.8212.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25	0,45	PVDF	No	50
05.8214.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25	0,45	PVDF	No	200
05.8215.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25	0,45	PVDF	No	1000
05.8425.01	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25	0,1	PTFE	No	50
05.8256.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25	0,1	PTFE	No	1000
05.8425.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25	0,2	PTFE	No	50
05.8525.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25	0,2	PTFE	No	200
05.8257.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25	0,2	PTFE	No	1000
05.8425.04	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25	0,45	PTFE	No	50
05.8525.04	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25	0,45	PTFE	No	200
05.8258.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25	0,45	PTFE	No	1000
05.8425.10	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25	1	PTFE	50	No
05.8259.99	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25	1	PTFE	No	1000
05.5025.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25	0,2	Nylon	No	50
05.5125.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25	0,2	Nylon	No	200
05.5325.02	FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25	0,2	Nylon	No	1000

05.5025.04	FILTRI WHATMAN 25	SIRINGA PURADISC	0,45	Nylon	No	50
05.5125.04	FILTRI WHATMAN 25	SIRINGA PURADISC	0,45	Nylon	No	200
05.8218.99	FILTRI WHATMAN 25	SIRINGA PURADISC	0,45	Nylon	No	500
05.5325.04	FILTRI WHATMAN 25	SIRINGA PURADISC	0,45	Nylon	No	1000
05.8216.99	FILTRI WHATMAN 25	SIRINGA PURADISC	1	Nylon	No	50
05.8217.99	FILTRI WHATMAN 25	SIRINGA PURADISC	1	Nylon	No	200
05.8219.99	FILTRI WHATMAN 25	SIRINGA PURADISC	1	Nylon	No	1000
05.8125.02	FILTRI WHATMAN 25	SIRINGA PURADISC	0,2	PES	No	200
05.8250.99	FILTRI WHATMAN 25	SIRINGA PURADISC	0,2	PES	No	1000
05.8342.99	FILTRI WHATMAN 25	SIRINGA PURADISC	0,45	PES	No	200
05.8251.99	FILTRI WHATMAN 25	SIRINGA PURADISC	0,45	PES	No	1000
05.8125.10	FILTRI WHATMAN 25	SIRINGA PURADISC	1	PES	No	200
05.8252.99	FILTRI WHATMAN 25	SIRINGA PURADISC	1	PES	No	1000
05.8025.02	FILTRI WHATMAN 25	SIRINGA PURADISC	0,2	PES	SI	50
05.8025.04	FILTRI WHATMAN 25	SIRINGA PURADISC	0,45	PES	SI	50
05.8025.10	FILTRI WHATMAN 25	SIRINGA PURADISC	1	PES	SI	50
05.8825.04	FILTRI WHATMAN 25	SIRINGA PURADISC	0,45	Polipropilene Spesso	No	200
05.8243.99	FILTRI WHATMAN 25	SIRINGA PURADISC	0,45	Polipropilene Spesso	No	1000
05.8240.99	FILTRI WHATMAN 25	SIRINGA PURADISC	0,7	GMF	No	1000

05.8325.10	FILTRI WHATMAN 25	SIRINGA PURADISC	1	GMF	No	100
05.8248.99	FILTRI WHATMAN 25	SIRINGA PURADISC	1	GMF	No	1000
05.8234.99	FILTRI WHATMAN 25	SIRINGA PURADISC	2	GMF	No	100