

IMBUTO SEPARATORE

Cod. 01.1015.90



Imbuto separatore ml 2000 rubinetto PTFE NS 12,5 con tappo ns 29/32

Descrizione

Caratteristiche:

- Forma unificata in vetro borosilicato Pyrex® o Duran®.
- Non graduati.
- Sono forniti di tappo in polipropilene, cono a smerigliatura normalizzata, rubinetto di scarico in PTFE e dispositivo di ritegno a vite.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	2000
Cono (NS)	29/32
Rubinetto (NS)	18,5

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Cono (NS)	Rubinetto (NS)
01.1015.45	IMBUTO SEPARATORE	50	19/26	12,5
01.1015.57	IMBUTO SEPARATORE	100	19/26	12,5
01.1015.73	IMBUTO SEPARATORE	250	29/32	12,5
01.1015.79	IMBUTO SEPARATORE	500	29/32	14,5

01.1015.88	IMBUTO SEPARATORE	1000	29/32	14,5
01.1015.90	IMBUTO SEPARATORE	2000	29/32	18,5