

# CAPSULE FILTRANTI WHATMAN POLYCAPS TF



Cod. 05.0075.04

Capsule filtranti WHATMAN POLYCAPS TF in PTFE sterili, area filtr. cm<sup>2</sup> 1000, porosità 0,45 µm confezione singola

## Descrizione

Le capsule filtranti Polycap della Whatman hanno un'ampia superficie filtrante e permettono la filtrazione di grandi volumi. Sono costruite senza l'uso di adesivi o sostanze chimiche per evitare la contaminazione dei campioni. Sono in polipropilene ultrapuro, autoclavabili.

Sono dotate di raccordo portagomma per tubi da 6-10mm di diametro interno (salvo diversa specifica).

### Polycap TF

Adatti all'uso con soluzioni chimicamente aggressive, possono filtrare da 1 a 20 litri. I Polycap TF montano membrane in PTFE e sono disponibili in versione con prefiltro in polipropilene per campioni con elevati livelli di particolato. Dotati di raccordi portagomma standard.

### Applicazioni

- Biotecnologia - ventilazione sterile e rilascio all' esterno, sterilizzazione in-line
- Laboratorio - gas puri o sterili, solventi, reagenti, gas essiccanti
- Elettronica - soluzioni fotografiche, solventi e gas per ricerca
- Farmaceutica - sistemi per ventilazione o in-line

\*Raccordo portagomma per tubi da 12mm

## Dati Tecnici

<b>Porosità (µm)</b>	0,45
<b>Materiale</b>	PTFE
<b>Area di filtrazione (cm<sup>2</sup>)</b>	1000
<b>Confezione (pezzi)</b>	1

## Varianti

Codice	Prodotto	Porosità (µm)	Area di filtrazione (cm2)
05.0036.02	CAPSULE FILTRANTI WHATMAN POLYCAPS TF	0,2	500
05.0036.10	CAPSULE FILTRANTI WHATMAN POLYCAPS TF	1	500
05.0075.02	CAPSULE FILTRANTI WHATMAN POLYCAPS TF	0,2	1000
05.0075.04	CAPSULE FILTRANTI WHATMAN POLYCAPS TF	0,45	1000