

CAPSULE FILTRANTI WHATMAN POLYCAPS AS



Cod. 05.0536.02

Capsule filtranti WHATMAN POLYCAPS AS in Nylon sterili , area filtr. cm2 400, porosità 0,2 µm confezione singola

Descrizione

Le capsule filtranti **Polycap AS** della Whatman hanno un'ampia superficie filtrante e permettono la filtrazione di grandi volumi. Sono costruite senza l'uso di adesivi o sostanze chimiche per evitare la contaminazione dei campioni. Sono in polipropilene ultrapuro, autoclavabili.

Sono dotate di raccordo portagomma per tubi da 6-10 mm di diametro interno (salvo diversa specifica).

Polycap AS

Sono indicati per grossi volumi di campioni acquosi. Sono capsule sterili e disponibili anche dotate di campana di riempimento per la protezione dell'uscita. Il raccordo portagomma può essere connesso ai tubi da 6-10 mm di diametro interno.

I **Polycap AS** sono dotati di membrana in nylon che permette di ottenere portate elevate e basso livello di estraibili. Sono inoltre provvisti di prefiltro in microfibra di vetro (GMF) che consente di avere una maggiore durata del filtro finale e facilitare la filtrazione di grossi volumi e di campioni difficili.

Applicazioni

- Soluzioni saline.
- Acqua da laboratorio per purificazione/risciacquo.
- Immunologia.
- Sospensioni di virus.
- Tamponi.
- Brodi nutrienti.

Disponibili anche con campana di riempimento.

Dati Tecnici

Porosità (µm)

0,2

Materiale	Nylon
Campana di riempimento	-
Area di filtrazione (cm2)	400
Sterile	Sì
Confezione (pezzi)	1

Varianti

Codice	Prodotto	Porosità (µm)	Campana di riempimento	Sterile
05.0536.02	CAPSULE FILTRANTI WHATMAN POLYCAPS AS	0,2	-	Sì
05.8277.99	CAPSULE FILTRANTI WHATMAN POLYCAPS AS	0,2	Sì	Sì
05.8275.99	CAPSULE FILTRANTI WHATMAN POLYCAPS AS	0,45	-	SI