

FILTRI WHATMAN POLYDISC AS IN-LINE

Cod. 05.2450.02

Filtri WHATMAN Polydisc AS In-Line GMF/PES sterili porosità 0,2 µm
confezione 10 pezzi



Descrizione

I filtri in linea Whatman sono costruiti con polipropilene ad alta purezza per garantire la purezza dei campioni. I Polydisc 50mm permettono la filtrazione di grandi volumi (fino a 1l) e sono estremamente versatili ed economici. Sono autoclavabili e sono disponibili anche in versione sterile.

I Polydisc AS (aqueous solutions) sono caratterizzati da un membrana in PES ad alto rendimento, con basso legame proteico e senza tensioattivi, sviluppata per l'uso in industrie farmaceutiche. Il prefiltro in microfibra di vetro allunga la vita della membrana e permette la filtrazione efficace di campioni altamente contaminati. Ogni Polydisc AS ha un tappo per la sterilità, in uscita ed è sigillato nel suo blister di "grado medicale", irradiato e impacchettato singolarmente.

Applicazioni:

- Terreni per colture cellulari.
- Preparazione di reagenti.
- Soluzioni per la conta particelle.
- Preparazioni farmaceutiche.

Dati Tecnici

Porosità (µm)	0,2
Materiale	GMF/PES
Sterile	Sì
Confezione (pezzi)	10