

BUSTINE

Cod. 05.4830.64



Bustine per reazioni di ibridazione e incubazione. Buste aperte su tre lati, per facilitare l'introduzione della membrana bagnata, sigillabili con un termosigillatore standard.

Descrizione

Bustine per reazioni di ibridazione e incubazione. Buste aperte su tre lati, per facilitare l'introduzione della membrana bagnata, sigillabili con un termosigillatore standard.

Dati Tecnici

Dimensione (mm)	203x254
Confezione (pezzi)	50