

405LSRVS

Cod. 22.8191.99

Lavatore per micropiastre BIOTEK modello 405LSRVS



Descrizione

Il nuovo lavatore per micropiastre 405™ LSRVS è l'ultimo nato in casa BioTek e si basa sulla comprovata tecnologia in grado di garantire le migliori performance possibili.

Questa quinta generazione di lavatori offre diversi modelli ed accessori in grado di soddisfare ogni tipologia di richiesta per il lavaggio di micropiastre da 96 pozzetti.

Nuove funzionalità, come lo switch automatico per le soluzioni tampone integrato nello strumento ed un innovativo design del manifold per una veloce sostituzione, garantiscono semplicità ed immediatezza d'uso.

Il sistema brevettato Ultrasonic Advantage™ elimina alla radice il problema dell'intasamento dei tubi, garantendo un processo sempre efficace senza dover ricorrere a manutenzioni "manuali", dispendiose in termini di tempo.

Tutti i modelli 405 LSRVS garantiscono performance eccellenti per i test ELISA e cellulari.

La programmazione del lavatore 405 LSRVS è semplice ed immediata grazie all'interfaccia a display LCD con 2x24 caratteri.

E' inoltre possibile gestire il lavatore attraverso un PC con il software opzionale LHC.

Da ordinare separatamente il sistema di scarico completo BK7100746 (cod. 23.8633.99) indispensabile per il funzionamento del lavatore.

Dati Tecnici

Manifold	96 aghi
Tipo di micropiastre	96 pozzetti

Tipologia di pompa	interna a spostamento positivo
Velocità di lavaggio	?30 s (3 cicli da 300 ?l/pozzetto)
Cicli di lavaggio	1÷250
Volume impostabile	25÷3000 ?l/pozzetto
Precisione della dispensazione	?3% CV
Volume residuo	?2 ?l/pozzetto con 3 cicli di lavaggio
Programmi memorizzabili	75
Agitazione	con timer 0÷3600 s / intensità: media, veloce o variabile
Dimensioni (LxPxH mm)	356x432x254
Peso (kg)	16,5
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/-
Volume vasca	"buffer switch" integrato

Varianti

Codice	Prodotto	Volume residuo	Peso (kg)	Volume vasca
22.8190.99	405LSRS	?2 ?l/pozzetto	10,5	-
22.8191.99	405LSRVS	?2 ?l/pozzetto con 3 cicli di lavaggio	16,5	"buffer switch" integrato

Accessori/Correlati

23.8633.99	BK7100746 Sistema completo di scarico per lavatore 405LSRVS.
------------	---