

DOSATORI MANUALI DOSILAB 2

Cod. 09.7142.99

DOSATORI MANUALI KARTELL SERIE DOSILAB ML 0,2÷2,5



Descrizione

DosiLab è nuova serie di dosatori a volume regolabile per reagenti, in grado di dispensare le sostanze con precisione, accuratezza ed economicità, nella totale sicurezza per gli operatori e per l'ambiente. I sei modelli che costituiscono la nuova linea sono di semplice utilizzo e di facile smontaggio per effettuare le comuni operazioni di pulizia e manutenzione; autoclavabili senza la necessità di smontaggio.

La regolazione del volume è resa precisa e rapida utilizzando il cursore analogico. L'elevata precisione e l'accuratezza che li caratterizza sono frutto di un'attenta scelta delle materie prime che costituiscono ogni componente ed i numerosi controlli di qualità effettuati durante le fasi di produzione. Ogni singola apparecchiatura viene calibrata individualmente secondo gli standard ISO 8655 e viene corredata dal proprio certificato di calibrazione.

In dotazione sono presenti cinque adattatori per l'utilizzo con le più comuni bottiglie per reagenti (28, 32, 36, 40 e 45 mm) ed un pratico dispositivo per facili ricalibrazioni effettuabili direttamente in laboratorio, in conformità a quanto previsto dalle norme GLO/ISO.

Caratteristiche tecniche

- Completamente autoclavabili a +121°C senza la necessità di smontaggio.
- Pistone: in PTFE con O-ring in silicone, garantisce elevata accuratezza.
- Cilindro interno: in vetro borosilicato, protetto da guaina in PP.
- Alloggiamento valvola: corpo in un solo pezzo realizzato in PTFE, garantisce elevata resistenza chimica.
- Accuratezza e riproducibilità: in accordo con gli standard ISO 8655.
- Compatibilità: eccellente con tutti i reagenti tranne acido fluoridrico (HF).
- Ricalibrazione: semplice e veloce con l'apposito accessorio in dotazione.

Tutti i componenti interni che durante l'utilizzo vengono a contatto con soluzioni liquide sono realizzati in PTFE, PEP e vetro borosilicato. Posseggono dunque una eccellente compatibilità con tutti i reagenti (anche solventi organici ed acidi concentrati) ad eccezione dell'acido fluoridrico.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	0,2÷2,5
Suddivisione (ml)	0,05
Filettatura (GL)	30

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Suddivisione (ml)
09.7142.99	DOSATORI MANUALI DOSILAB 2	0,2÷2,5	0,05
09.7143.99	DOSATORI MANUALI DOSILAB 5	0,5÷5	0,1
09.7144.99	DOSATORI MANUALI DOSILAB 10	1÷10	0,20
09.7145.99	DOSATORI MANUALI DOSILAB 30	2,5÷30	0,50
09.7146.99	DOSATORI MANUALI DOSILAB 60	5÷60	1,00
09.7147.99	DOSATORI MANUALI DOSILAB 100	10÷100	2,00