

FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25



Cod. 05.8342.99

Filtri per siringa WHATMAN PURADISC PES Ø 25 mm porosità 0,45 µm conf. 200

Descrizione

Caratteristiche principali filtri per siringa **Whatman Puradisc**:

- Associano qualità superiore ed economicità.
- Prodotti in polipropilene privo di pigmenti (policarbonato per Puradisc FP e Aqua30).
- Hanno connettori di entrata (Luer Lock femmina) e uscita (Luer maschio) standard (salvo diversa specifica).
- Disponibili versioni in blister di grado medicale sterili per applicazioni critiche, nonché con un apposito tubetto di uscita per dispensare con accuratezza il campione in microvial, eliminando blocchi d'aria.
- La chiusura senza materiali adesivi elimina eventuali contaminazioni del campione.
- Possono filtrare campioni fino a 100 ml e hanno un piccolo volume morto.

•

Dati Tecnici

| | |
|--------------------|------|
| Diametro (mm) | 25 |
| Porosità (µm) | 0,45 |
| Materiale | PES |
| Tubetto di uscita | No |
| Sterile | No |
| Confezione (pezzi) | 200 |

Varianti

| Codice | Prodotto | Porosità (µm) | Materiale | Sterile | Confezione (pezzi) |
|------------|--|---------------|-----------|---------|--------------------|
| 05.8211.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25 | 0,2 | PVDF | No | 50 |
| 05.8213.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25 | 0,2 | PVDF | No | 200 |
| 05.8212.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25 | 0,45 | PVDF | No | 50 |
| 05.8214.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25 | 0,45 | PVDF | No | 200 |
| 05.8215.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25 | 0,45 | PVDF | No | 1000 |
| 05.8425.01 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25 | 0,1 | PTFE | No | 50 |
| 05.8256.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25 | 0,1 | PTFE | No | 1000 |
| 05.8425.02 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25 | 0,2 | PTFE | No | 50 |
| 05.8525.02 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25 | 0,2 | PTFE | No | 200 |
| 05.8257.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25 | 0,2 | PTFE | No | 1000 |
| 05.8425.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25 | 0,45 | PTFE | No | 50 |
| 05.8525.04 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25 | 0,45 | PTFE | No | 200 |
| 05.8258.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25 | 0,45 | PTFE | No | 1000 |
| 05.8425.10 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25 | 1 | PTFE | 50 | No |
| 05.8259.99 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25 | 1 | PTFE | No | 1000 |
| 05.5025.02 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25 | 0,2 | Nylon | No | 50 |
| 05.5125.02 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25 | 0,2 | Nylon | No | 200 |
| 05.5325.02 | FILTRI SIRINGA WHATMAN PURADISC 25 | 0,2 | Nylon | No | 1000 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------|---------------------|------|----------------------|----|------|
| 05.5025.04 | FILTRI WHATMAN | SIRINGA PURADISC | 0,45 | Nylon | No | 50 |
| 05.5125.04 | FILTRI WHATMAN | SIRINGA PURADISC | 0,45 | Nylon | No | 200 |
| 05.8218.99 | FILTRI WHATMAN | SIRINGA PURADISC | 0,45 | Nylon | No | 500 |
| 05.5325.04 | FILTRI WHATMAN | SIRINGA PURADISC | 0,45 | Nylon | No | 1000 |
| 05.8216.99 | FILTRI WHATMAN | SIRINGA PURADISC | 1 | Nylon | No | 50 |
| 05.8219.99 | FILTRI WHATMAN | SIRINGA PURADISC | 1 | Nylon | No | 1000 |
| 05.8125.02 | FILTRI WHATMAN | SIRINGA PURADISC | 0,2 | PES | No | 200 |
| 05.8250.99 | FILTRI WHATMAN | SIRINGA PURADISC | 0,2 | PES | No | 1000 |
| 05.8342.99 | FILTRI WHATMAN | SIRINGA PURADISC | 0,45 | PES | No | 200 |
| 05.8251.99 | FILTRI WHATMAN | SIRINGA PURADISC | 0,45 | PES | No | 1000 |
| 05.8125.10 | FILTRI WHATMAN | SIRINGA PURADISC | 1 | PES | No | 200 |
| 05.8025.02 | FILTRI WHATMAN | SIRINGA PURADISC | 0,2 | PES | SI | 50 |
| 05.8025.04 | FILTRI WHATMAN | SIRINGA PURADISC | 0,45 | PES | SI | 50 |
| 05.8025.10 | FILTRI WHATMAN | SIRINGA PURADISC | 1 | PES | SI | 50 |
| 05.8825.04 | FILTRI WHATMAN | SIRINGA PURADISC | 0,45 | Polipropilene Spesso | No | 200 |
| 05.8243.99 | FILTRI WHATMAN | SIRINGA PURADISC | 0,45 | Polipropilene Spesso | No | 1000 |
| 05.8240.99 | FILTRI WHATMAN | SIRINGA PURADISC | 0,7 | GMF | No | 1000 |
| 05.8325.10 | FILTRI WHATMAN | SIRINGA PURADISC | 1 | GMF | No | 100 |
| 05.8248.99 | FILTRI WHATMAN | SIRINGA PURADISC | 1 | GMF | No | 1000 |

05.8234.99

FILTRI SIRINGA 2
WHATMAN PURADISC
25

GMF

No

100
