

# BEUTA

Cod. 01.1100.45

Beuta (matraccio conici Erlenmeyer) collo stretto vetro borosilicato ml 50



## Descrizione

Caratteristiche principali:

- Graduazione approssimativa ed imboccatura svasata con bordo salvagoccia.
- Vetro perfettamente trasparente, spessore uniforme con notevole resistenza agli sbalzi termici.
- Secondo DIN 12380/ISO 1773.

## Dati Tecnici

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Capacità (ml)                       | 50      |
| Dimensioni (Ø esterno collo mm)     | 22      |
| Dimensioni (Ø esterno corpo x H mm) | 51 x 85 |

## Varianti

| Codice     | Prodotto | Capacità (ml) | Dimensioni (Ø esterno collo mm) | Dimensioni (Ø esterno corpo x H mm) |
|------------|----------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 01.1100.32 | BEUTA    | 25            | 22                              | 42 x 70                             |
| 01.1100.45 | BEUTA    | 50            | 22                              | 51 x 85                             |
| 01.1100.57 | BEUTA    | 100           | 22                              | 64 x 105                            |

|            |       |      |    |           |
|------------|-------|------|----|-----------|
| 01.1100.69 | BEUTA | 200  | 34 | 79 x 131  |
| 01.1100.73 | BEUTA | 250  | 34 | 85 x 140  |
| 01.1100.79 | BEUTA | 500  | 34 | 105 x 175 |
| 01.1100.88 | BEUTA | 1000 | 42 | 131 x 220 |
| 01.1100.90 | BEUTA | 2000 | 50 | 166 x 280 |
| 01.1100.93 | BEUTA | 3000 | 50 | 187 x 310 |
| 01.1100.95 | BEUTA | 5000 | 50 | 220 x 365 |