

TERRENI CROMOGENICI ESCHERICHIA COLI

Cod. 14.7078.99

EC X-GLUC AGAR (CHROMOGENIC E.COLI) PIASTRE 55 MM



Descrizione

EC X-GLUC AGAR (CHROMOGENIC E.COLI)

Per la determinazione di E.Coli con metodo cromogenico, soprattutto nelle acque (UNICHIM 1185); E.COLI sviluppa colonie verde blu.

Dati Tecnici

Tipo	piastre 55 mm
Confezione	30 piastre
Volume vasca	per acqua

Varianti

Codice	Prodotto	Tipo	Confezione	Volume vasca
14.7075.99	TERRENI CROMOGENICI ESCHERICHIA COLI	polvere	500 g	per acqua
14.7076.99	TERRENI CROMOGENICI ESCHERICHIA COLI	flaconi pronti	6 x 100 ml	per acqua
14.7078.99	TERRENI CROMOGENICI ESCHERICHIA COLI	piastre 55 mm	30 piastre	per acqua
14.7080.99	TERRENI CROMOGENICI ESCHERICHIA COLI	polvere	500 g	per alimenti

14.7081.99	TERRENI CROMOGENICI ESCHERICHIA COLI	flaconi pronti	6 x 100 ml	per alimenti
14.7082.99	TERRENI CROMOGENICI ESCHERICHIA COLI	piastre 90 mm	20 piastre	per alimenti
14.7083.99	TERRENI CROMOGENICI ESCHERICHIA COLI	piastre 55 mm	30 piastre	per alimenti