

TERRENI CROMOGENICI SALMONELLA

Cod. 14.7108.99

CHROMOGENIC SALMONELLA AGAR PIASTRE 90 MM



Descrizione

CHROMOGENIC SALMONELLA AGAR

Terreno selettivo e cromogenico per la determinazione di Salmonella.

Dati Tecnici

Tipo	piastre 90 mm
Confezione	20 piastre
Volume vasca	per determinazione, selettivo

Varianti

Codice	Prodotto		Tipo	Volume vasca
14.7108.99	TERRENI SALMONELLA	CROMOGENICI	piastre 90 mm	per determinazione, selettivo
14.7109.99	TERRENI SALMONELLA	CROMOGENICI	piastra a 2 settori	per isolamento, con HEA
14.7110.99	TERRENI SALMONELLA	CROMOGENICI	piastra a 2 settori	per isolamento, con XLD agar

