

TERRENI CROMOGENICI SALMONELLA

Cod. 14.7110.99

CHROMOGENIC SALMONELLA AGAR + XLD AGAR PIASTRA A 2 SETTORI



Descrizione

CHROMOGENIC SALMONELLA AGAR + XLD AGAR

Piastra a 2 settori per l'isolamento di Salmonella

Dati Tecnici

Tipo	piastra a 2 settori
Confezione	20 piastre
Caratteristiche	per isolamento, con XLD agar

Varianti

Codice	Prodotto	Tipo	Confezione	Caratteristiche
14.7106.99	TERRENI CROMOGENICI SALMONELLA	polvere	500 g	per determinazione
14.7108.99	TERRENI CROMOGENICI SALMONELLA	piastre 90 mm	20 piastre	per determinazione, selettivo
14.7109.99	TERRENI CROMOGENICI SALMONELLA	piastra a 2 settori	20 piastre	per isolamento, con HEA
14.7110.99	TERRENI CROMOGENICI SALMONELLA	piastra a 2 settori	20 piastre	per isolamento, con XLD agar

