

ROTOLI A SOFFIETTO

Cod. 14.7117.99

Rotolo a soffietto per sterilizzazione in autoclave mm mm 100x50 confezione 4 rotoli



Descrizione

Caratteristiche:

Particolarmente indicati per la sterilizzazione di oggetti ingombranti che necessitano di un imballo di maggiore capienza, in grado di soddisfare ogni esigenza di confezionamento.

Dati Tecnici

Dimensione (mm)	100x50
Lunghezza (m)	100
Confezione (pezzi)	4

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensione (mm)	Confezione (pezzi)
14.7116.99	ROTOLI A SOFFIETTO	75x25	8
14.7117.99	ROTOLI A SOFFIETTO	100x50	4
14.7118.99	ROTOLI A SOFFIETTO	150x50	1
14.7119.99	ROTOLI A SOFFIETTO	200x50	2
14.7120.99	ROTOLI A SOFFIETTO	300x65	2

14.7121.99	ROTOLI A SOFFIETTO	400x80	1
------------	--------------------	--------	---