

BEUTA

Cod. 01.1100.93

Beuta (matraccio conici Erlenmeyer) collo stretto vetro borosilicato ml 3000



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Graduazione approssimativa ed imboccatura svasata con bordo salvagoccia.
- Vetro perfettamente trasparente, spessore uniforme con notevole resistenza agli sbalzi termici.
- Secondo DIN 12380/ISO 1773.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	3000
Dimensioni (Ø esterno collo mm)	50
Dimensioni (Ø esterno corpo x H mm)	187 x 310

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (Ø esterno collo mm)	Dimensioni (Ø esterno corpo x H mm)
01.1100.32	BEUTA	25	22	42 x 70
01.1100.45	BEUTA	50	22	51 x 85
01.1100.57	BEUTA	100	22	64 x 105

01.1100.69	BEUTA	200	34	79 x 131
01.1100.73	BEUTA	250	34	85 x 140
01.1100.79	BEUTA	500	34	105 x 175
01.1100.88	BEUTA	1000	42	131 x 220
01.1100.90	BEUTA	2000	50	166 x 280
01.1100.93	BEUTA	3000	50	187 x 310
01.1100.95	BEUTA	5000	50	220 x 365