

FLEXI PUMP®

Cod. 22.8231.99

Pompa peristaltica a singola testa INTERSCIENCE modello FLEXI PUMP®



Descrizione

FLEXI PUMP® è una pompa peristaltica a singola testa per dosare con precisione terreni di coltura, agar o qualsiasi tipo di diluente. Compatta ed ergonomica è dotata di un'intuitiva interfaccia.

La sua velocità e la sua precisione garantiscono la massima efficienza nella preparazione del campione.

Calibrazione guidata su volumi scelti dall'utilizzatore. Conforme alle normative ISO 6887-1 e 7218.

Caratteristiche principali:

- Può dispensare volumi compresi fra 50 µl e 99 litri con una portata variabile da 1,5 a 1,25 l/min.
- Si possono impostare 3 diversi modi di dispensazione: continua, singola o multipla.
- 32 programmi preimpostati con controllo sul display digitale.
- costruzione in acciaio inox per una semplice pulizia.
- utilizza tubi autoclavabili con diametro interno compreso tra 1,6 e 8 mm.
- connessione per comando a pedale o dispensatore manuale (opzionali).

La dotazione standard include:

- Set di tubi autoclavabili con diametro interno di 3,2 mm.
- Cavo di alimentazione.
- Manuale d'uso.

Dati Tecnici

Precisione (%)	1,8 (9 ml) / 1 (18 ml) / 0,5 (225 ml)
Dimensioni (LxPxH cm)	16x27x21
Peso (kg)	5,5
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220/50/-

Accessori/Correlati

23.8634.99	561 001 Dispensatore manuale/automatico modello Handygun con pulsante di start.
23.8635.99	561 002 Supporto di dispensazione regolabile.
23.8638.99	561 101 Set tubi di dispensazione, completo. Diametro interno di 1,6 mm.
23.8639.99	561 102 Set tubi di dispensazione, completo. Diametro interno d 3,2 mm.
23.8640.99	561 103 Set tubi di dispensazione, completo. Diametro interno di 4,8 mm.
23.8641.99	561 104 Set tubi di dispensazione, completo. Diametro interno di 6,4 mm.
23.8642.99	561 105 Set tubi di dispensazione, completo. Diametro interno di 8 mm.
23.8637.99	507 008 Comando a pedale.