

# FLEXI PUMP PRO ®

Cod. 22.8232.99

Pompa peristaltica a doppia testa INTERSCIENCE modello FLEXI PUMP PRO ®



## Descrizione

FLEXI PUMP PRO® è una pompa peristaltica a doppia testa per dosare con precisione terreni di coltura, agar o qualsiasi tipo di diluente. Compatta ed ergonomica è dotata di un'intuitiva interfaccia.

La sua velocità e la sua precisione garantiscono la massima efficienza nella preparazione del campione.

Calibrazione guidata su volumi scelti dall'utilizzatore. Conforme alle normative ISO 6887-1 e 7218.

### Caratteristiche principali:

- Può dispensare volumi compresi fra 50 µl e 99 litri con una portata variabile da 3 ml/min a 2,5 l/min.
- Si possono impostare 3 diversi modi di dispensazione: continua, singola o multipla.
- 32 programmi preimpostati con controllo sul display digitale.
- Struttura in acciaio inox per una semplice pulizia.
- Utilizza tubi autoclavabili spessore 1,6 mm con diametro interno compreso tra 1,6 e 8 mm.
- Connessione per comando a pedale o dispensatore manuale (opzionali).
- Porta USB per pc e RS 232 per stampante.

### La dotazione standard include:

- Set di tubi autoclavabili con diametro interno di 3,2 mm.
- Set di tubi autoclavabili con diametro interno di 6,4 mm.
- Cavo di alimentazione.
- Cavo USB.
- Manuale d'uso.

## Dati Tecnici

**Precisione (%)**

0,9 (9 ml) / 0,5 (18 ml) / 0,4 (225 ml)

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Dimensioni (LxPxH cm)          | 16x33x21 |
| Peso (kg)                      | 5,8      |
| Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) | 220/50/- |

## Accessori/Correlati

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.8635.99 | 561 002<br>Supporto di dispensazione regolabile.                                   |
| 23.8637.99 | 507 008<br>Comando a pedale.                                                       |
| 23.8634.99 | 561 001<br>Dispensatore manuale/automatico modello Handygun con pulsante di start. |
| 23.8643.99 | 562 101<br>Set tubi di dispensazione, completo. Diametro interno di 1,6 mm.        |
| 23.8644.99 | 562 102<br>Set tubi di dispensazione, completo. Diametro interno di 3,2 mm.        |
| 23.8645.99 | 562 103<br>Set tubi di dispensazione, completo. Diametro interno di 4,8 mm.        |
| 23.8646.99 | 562 104<br>Set tubi di dispensazione, completo. Diametro interno di 6,4 mm.        |
| 23.8647.99 | 562 105<br>Set tubi di dispensazione, completo. Diametro interno di 8 mm.          |
| 23.A001.03 | 410 150<br>Stampante termica.                                                      |