

# BOTTIGLIA AMBRA CON TIOLSOFATO

Cod. 14.7138.99

Flacone sterile in PP ambra per microbiologia ml 500 con sodio tiosolfato (20 mg) confezione 120 pezzi



## Descrizione

Le bottiglie sterili in PP ambra da 250, 500 e 1000 ml sono specifiche per il prelievo delle acque potabili, dove e' necessario che il campione venga preservato dall'esposizione alla luce e venga mantenuto il piu' possibile al buio.

L'etichetta contiene tutte le informazioni per una facile rintracciabilità del campione come numero di lotto, data di scadenza, codice a barre e campi di identificazione.

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	500
Dimensioni (H mm)	145
Diametro tappo (mm)	50
Confezione (pezzi)	120
Predosate con sodio tiosolfato (20 mg)	sì

## Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (H mm)	Confezione (pezzi)	Predosate con sodio tiosolfato (20 mg)
--------	----------	---------------	-------------------	--------------------	--

---

14.7136.99	BOTTIGLIA CON TIOLSOFATO	AMBRA	250	115	216	sì
14.7138.99	BOTTIGLIA CON TIOLSOFATO	AMBRA	500	145	120	sì
14.7140.99	BOTTIGLIA CON TIOLSOFATO	AMBRA	1000	175	72	sì
14.7137.99	BOTTIGLIA SENZA TIOLSOFATO	AMBRA	250	115	216	no
14.7139.99	BOTTIGLIA SENZA TIOLSOFATO	AMBRA	500	145	120	no
14.7141.99	BOTTIGLIA SENZA TIOLSOFATO	AMBRA	1000	175	72	no

---