

CUCCHIAIO MONOUSO STERILE

Cod. 07.2050.00

Cucchiaino monouso in plastica, sterile, confezionato singolarmente cf 1000



Descrizione

Cucchiaino in polistirolo sterile per campioni semi solidi, granulari o liquidi viscosi.

Dati Tecnici

Confezione (pezzi)	1000
Tipo	cucchiaino

Varianti

Codice	Prodotto	Tipo
14.7142.99	COLTELLO MONOUSO STERILE	coltello
07.2050.00	CUCCHIAIO MONOUSO STERILE	cucchiaino
14.7143.99	FORCHETTA MONOUSO STERILE	forchetta