

CAMPYGEN COMPACT

Cod. 14.7150.99

SISTEMI PER MICROAEROFILIA CAMPYGEN COMPACT 20 BUSTE



Descrizione

Sistemi per microaerofilia in busta, per l'incubazione in atmosfera controllata di piastre Petri o di pannelli di identificazione.

Non richiedono l'uso del catalizzatore, nè l'aggiunta di acqua.

Ogni confezione contiene 20 bustine di carta Campygen® Compact sigillate singolarmente in involucro protettivo di alluminio.

Da usare con Plastic Pouches (cod. 14.7145.99) o W-zip Pouch (cod. 14.7146.99).

Dati Tecnici

Confezione

20 buste

Accessori/Correlati

14.7145.99

PLASTIC POUCHES

Sacchetti di plastica trasparente per l'incubazione. Confezione da 20 sacchetti.

14.7146.99

W-ZIP POUCH

Sacchetti di plastica trasparente per l'incubazione con chiusura w-zip. Confezione da 20 sacchetti.