

BEUTA

Cod. 01.1120.88

Beuta (matraccio conico di Erlenmeyer) collo largo vetro borosilicato ml 1000



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Vetro borosilicato, perfettamente trasparente, spessore uniforme con notevole resistenza agli sbalzi termici.
- Graduazione approssimativa ed imboccatura svasata con bordo salvagoccia.
- Secondo DIN/ISO 24450.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	1000
Dimensioni (Ø esterno collo mm)	50
Dimensioni (Ø esterno corpo x H mm)	131 x 215

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (Ø esterno collo mm)	Dimensioni (Ø esterno corpo x H mm)
01.1120.45	BEUTA	50	34	51 x 85
01.1120.57	BEUTA	100	34	64 x 105
01.1120.73	BEUTA	250	50	85 x 135

01.1120.79	BEUTA	500	50	105 x 170
01.1120.88	BEUTA	1000	50	131 x 215
01.1120.90	BEUTA	2000	72	153 x 280
01.1120.69	BEUTA	200	50	79 x 131