

# BEUTA

Cod. 01.1120.90

Beuta (matraccio conico di Erlenmeyer) collo largo vetro borosilicato ml 2000



## Descrizione

Caratteristiche principali:

- Vetro borosilicato, perfettamente trasparente, spessore uniforme con notevole resistenza agli sbalzi termici.
- Graduazione approssimativa ed imboccatura svasata con bordo salvagoccia.
- Secondo DIN/ISO 24450.

## Dati Tecnici

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Capacità (ml)                       | 2000      |
| Dimensioni (Ø esterno collo mm)     | 72        |
| Dimensioni (Ø esterno corpo x H mm) | 153 x 280 |

## Varianti

| Codice     | Prodotto | Capacità (ml) | Dimensioni (Ø esterno collo mm) | Dimensioni (Ø esterno corpo x H mm) |
|------------|----------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 01.1120.45 | BEUTA    | 50            | 34                              | 51 x 85                             |
| 01.1120.57 | BEUTA    | 100           | 34                              | 64 x 105                            |
| 01.1120.73 | BEUTA    | 250           | 50                              | 85 x 135                            |

|            |       |      |    |           |
|------------|-------|------|----|-----------|
| 01.1120.79 | BEUTA | 500  | 50 | 105 x 170 |
| 01.1120.88 | BEUTA | 1000 | 50 | 131 x 215 |
| 01.1120.90 | BEUTA | 2000 | 72 | 153 x 280 |
| 01.1120.69 | BEUTA | 200  | 50 | 79 x 131  |