

# MICROPROVETTE TIPO EPPENDORF PER ROUTINE



Cod. 07.2860.04

MICROPROVETTE TIPO EPPENDORF PER ROUTINE ML 0,5 CF 1000

## Descrizione

Microprovette per campioni in polipropilene con tappo.

Possono essere usate in centrifuga fino a 11000 RCF.

Colore neutro.

## Dati Tecnici

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Capacità (ml)       | 0,5    |
| Dimensioni (Øxh mm) | 7,5x30 |
| Banda di scrittura  | No     |
| Graduazione         | No     |
| Confezione (pezzi)  | 1000   |

## Varianti

| Codice     | Prodotto                                       | Capacità (ml) | Dimensioni (Øxh mm) | Banda di scrittura | Graduazione |
|------------|--|---------------|---------------------|--------------------|-------------|
| 07.2860.04 | MICROPROVETTE TIPO<br>EPPENDORF PER<br>ROUTINE | 0,5           | 7,5x30              | No                 | No          |

---

|            |  |     |       |    |    |
|------------|--|-----|-------|----|----|
| 06.0279.00 | MICROPROVETTE TIPO<br>EPPENDORF PER<br>ROUTINE | 1,5 | 11x40 | Si | Si |
| 06.0298.00 | MICROPROVETTE TIPO<br>EPPENDORF PER<br>ROUTINE | 1,5 | 11x40 | No | No |
| 07.3534.99 | MICROPROVETTE TIPO<br>EPPENDORF PER<br>ROUTINE | 2   | 11x42 | Si | No |

---