

G-12 C

Cod. 22.8358.99

Contenitore Dewar ISOTHERM C modello G-12 C



Descrizione

VASI CILINDRICI

A forma liscia rivestimento esterno in acciaio verniciato a fuoco, doppia parete argentata, sotto vuoto spinto.
Particolarmente indicati per gas liquefatti.

Dati Tecnici

Volume (l)	1,5
Dimensioni esterne (ØxH mm)	124x300
Dimensioni interne (ØxH mm)	90x245

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (l)	Dimensioni esterne (ØxH mm)	Dimensioni interne (ØxH mm)
22.8367.99	G-0 C	0,2	63x215	40x170
22.8354.99	G-18 C	2,5	140x345	110x290
22.8355.99	G-16 C	2	130x345	100x290
22.8356.99	G-15 C	1,5	130x300	100x240

22.8357.99	G-13 C	2	124x390	90x340
22.8358.99	G-12 C	1,5	124x300	90x245
22.8359.99	G-10 C	1,5	105x395	77x345
22.8361.99	G-7 C	1,2	90x395	67x350
22.8362.99	G-6 C	0,8	90x295	67x240
22.8363.99	G-4 C	0,75	81x370	57x310
22.8364.99	G-3 C	0,5	81x260	57x210
22.8365.99	G-2 C	0,45	72x310	47x270
22.8366.99	G-1 C	0,3	72x240	47X190
22.8368.99	G-9 C	1	105x290	77x235