

# G-3 C

Cod. 22.8364.99

Contenitore Dewar ISOTHERM C modello G-3 C



## Descrizione

### VASI CILINDRICI

A forma liscia, rivestimento esterno in acciaio verniciato a fuoco, doppia parete argentata, sotto vuoto spinto.  
Particolarmente indicati per gas liquefatti.

## Dati Tecnici

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Volume (l)                  | 0,5    |
| Dimensioni esterne (ØxH mm) | 81x260 |
| Dimensioni interne (ØxH mm) | 57x210 |

## Varianti

| Codice     | Prodotto | Volume (l) | Dimensioni esterne (ØxH mm) | Dimensioni interne (ØxH mm) |
|------------|----------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 22.8367.99 | G-0 C    | 0,2        | 63x215                      | 40x170                      |
| 22.8354.99 | G-18 C   | 2,5        | 140x345                     | 110x290                     |
| 22.8355.99 | G-16 C   | 2          | 130x345                     | 100x290                     |
| 22.8356.99 | G-15 C   | 1,5        | 130x300                     | 100x240                     |

|            |        |      |         |        |
|------------|--------|------|---------|--------|
| 22.8357.99 | G-13 C | 2    | 124x390 | 90x340 |
| 22.8358.99 | G-12 C | 1,5  | 124x300 | 90x245 |
| 22.8359.99 | G-10 C | 1,5  | 105x395 | 77x345 |
| 22.8361.99 | G-7 C  | 1,2  | 90x395  | 67x350 |
| 22.8362.99 | G-6 C  | 0,8  | 90x295  | 67x240 |
| 22.8363.99 | G-4 C  | 0,75 | 81x370  | 57x310 |
| 22.8364.99 | G-3 C  | 0,5  | 81x260  | 57x210 |
| 22.8365.99 | G-2 C  | 0,45 | 72x310  | 47x270 |
| 22.8366.99 | G-1 C  | 0,3  | 72x240  | 47X190 |
| 22.8368.99 | G-9 C  | 1    | 105x290 | 77x235 |