



G-0 C

Cod. 22.8367.99

Contenitore Dewar ISOTHERM C modello G-0 C

Descrizione

Contenitori in borosilicato con involucro di metallo con rivestimento blu, doppia parete argentata, sotto vuoto spinto. Con manico.

Particolarmente indicati per lo stoccaggio ed il trasporto dell'azoto liquido e del ghiaccio secco.

Modelli con capacità fino a 8 litri.

Dati Tecnici

Volume (l)	0,2
Dimensioni esterne (ØxH mm)	63x215
Dimensioni interne (ØxH mm)	40x170

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (l)	Dimensioni esterne (ØxH mm)	Dimensioni interne (ØxH mm)
22.8367.99	G-0 C	0,2	63x215	40x170
22.8354.99	G-18 C	2,5	140x345	110x290
22.8355.99	G-16 C	2	130x345	100x290
22.8356.99	G-15 C	1,5	130x300	100x240

22.8357.99	G-13 C	2	124x390	90x340
22.8358.99	G-12 C	1,5	124x300	90x245
22.8359.99	G-10 C	1,5	105x395	77x345
22.8361.99	G-7 C	1,2	90x395	67x350
22.8362.99	G-6 C	0,8	90x295	67x240
22.8363.99	G-4 C	0,75	81x370	57x310
22.8364.99	G-3 C	0,5	81x260	57x210
22.8365.99	G-2 C	0,45	72x310	47x270
22.8366.99	G-1 C	0,3	72x240	47X190
22.8368.99	G-9 C	1	105x290	77x235