

# FVL-2400N

Cod. 22.8369.99

Mini Centrifuga/Vortex da banco con 2 rotori per microprovette BIOSAN modello FVL-2400N



## Descrizione

La Mini-centrifuga/vortex Combispin viene fornita completa di due rotori: per 12 microprovette da 1,5 ml (R-1,5) e per 12 microprovette da 0,5/0,2 ml (R-0,5/0,2).

Indicata per ricerca genetica (diagnostica PCR) Combispin offre la possibilità, con un solo modulo, di centrifugare e agitare campioni.

Altri rotori sono fornibili a richiesta.

## Dati Tecnici

Capacità massima	12x1,5 - 12x0,5/0,2
Velocità massima (rpm)	2800
Massima accelerazione (RCF <sub>xg</sub> )	450
Mixing time (secondi)	-
Spin timer (secondi)	-
Dispositivi di sicurezza	Stop a coperchio aperto
Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm)	190x235x125
Peso (kg)	2,1
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50-60/60

