

BEUTA

Cod. 01.1145.73

Beuta (matraccio conico di Erlenmeyer) vetro borosilicato ml 250, collo smerigliato cono NS 29/32



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Collo a smerigliatura normalizzata secondo norme DIN/ISO 4797.
- Vetro ad elevata resistenza termica, con graduazione.
- Forniti senza tappo.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	250
Cono (NS)	29/32
Dimensioni (Ø esterno corpo x H mm)	85 x 140

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Cono (NS)	Dimensioni (Ø esterno corpo x H mm)
01.1145.33	BEUTA	50	14/23	51x85
01.1145.57	BEUTA	100	29/32	64 x 105
01.1145.73	BEUTA	250	29/32	85 x 140
01.1145.79	BEUTA	500	29/32	105 x 175

01.1145.88	BEUTA	1000	29/32	131 x 220
------------	-------	------	-------	-----------