

# RACK REVERSIBILE 232 POSTI

Cod. 07.3551.99

RACK REVERSIBILE 232 POSTI CON COPERCHIO IN PP CF 5



## Descrizione

Portaprovette reversibile con coperchio in polipropilene a scatto, incernierato e amovibile.

Il portaprovette può essere utilizzato sui due lati: un lato può alloggiare 168 microprovette da 0,2 ml singole o in strip da 8 o 12 microprovette; il lato opposto può alloggiare 40 microprovette da 0,5 ml. Inoltre, su entrambi i lati ci sono 12 fori per provette da 1,5 ml. Il coperchio può essere posizionato su entrambi i lati.

Autoclavabile.

Forniti in confezione da 5 pezzi in colori assortiti: blu, verde, arancione, rosa e giallo.

## Dati Tecnici

Numero di posti	232
Dimensione (LxPxH mm)	206x131x54
Confezione (pezzi)	5