

MULTI BIO 3D SUNFLOWER

Cod. 22.8390.99

Agitatore basculante con piattaforma standard BIOSAN modello MULTI BIO 3D SUN FLOWER



Descrizione

Agitatore programmabile **MULTI BIO 3D SUNFLOWER** viene fornito completo di piattaforma standard. Consente la realizzazione di diversi tipi di movimento in un solo modulo: 1) rotazione orbitale 3D; 2) rotazione reciprocante 3D (ping-pong type) e 3) vibrazione delicata (rocking)*. Questi tre tipi di movimenti possono essere eseguiti separatamente oppure in sequenze di tre movimenti ripetuti reciprocamente. Particolarmente indicati nei laboratori dove è necessario migliorare la qualità della miscelazione, dell'estrazione e dei processi di crescita delle cellule.

Un tappetino in gomma antiscivolo sulla piattaforma garantisce uno stabile posizionamento dei contenitori durante l'agitazione.

Può essere utilizzata in camere fredde e incubatori in un range di temperatura fra i 4° e i 40° C.

* vedere dati tecnici per inclinazione (°).

Dati Tecnici

Dimensioni piattaforma (mm)	200x200
Velocità (rpm)	1÷100
Carico massimo (kg)	1
Inclinazione piano (°)	1°/2°* 0÷360/3° 0÷5
Timer (min)	-
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	235x235x140
Peso (kg)	2
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220/50/4,6

Tipo di movimento	multiplo
-------------------	----------

Accessori/Correlati

23.8718.99	PDM Piattaforma in materiale PDM
------------	-------------------------------------