

PSU-20i

Cod. 22.8391.99

Agitatore orbitale multifunzione senza piattaforma BIOSAN PSU-20i



Descrizione

Agitatore multifunzionale BIOSAN per differenti applicazioni in laboratori chimici e biologici. Il motore a induzione e il sistema di trasmissione "direct drive" garantiscono lunga durata e bilanciamento automatico del carico. Tale innovazione rende questa serie ancora più affidabile specialmente nelle lunghe operazioni non-stop.

La scelta tra 9 piattaforme intercambiabili consente la massima flessibilità nelle diverse procedure operative.

Può eseguire 3 diversi tipi di movimenti: orbitale, reciprocante, vibrante; che possono essere eseguiti separatamente o in sequenze ripetute reciprocamente.

Lo strumento può essere utilizzato in camere fredde o incubatori in un range di temperatura fra +4° e +40° C.

Dati Tecnici

Velocità (rpm)	20÷250
Dimensioni piattaforma (mm)	-
Ampiezza oscillazione (mm)	20
Portata massima (kg)	8
Timer (min)	1 min- 96 h
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	410x410x130
Peso (kg)	14
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	220/50/40

Accessori/Correlati

23.8765.99	P30/100 Piattaforma a 30 posti con clamps per beute da 100/150 ml.Dimensioni piattaforma 360x400 mm
23.8766.99	P-16/250 Piattaforma a 16 posti con clamps per beute da 250/300 ml.Dimensioni piattaforma 360x400 mm.
23.8767.99	P-9/500 Piattaforma a 9 posti con clamps per beute da 500 ml. Dimensioni piattaforma 360x400 mm.
23.8768.99	P-6/1000 Piattaforma a 6 posti con clamps per beute da 1000 ml.Dimensioni piattaforma 360x400 mm.
23.8769.99	PP-20 Piattaforma con tappetino in gomma antiscivolo. Dimensioni piattaforma 480x 380 mm.
23.8764.99	UP-330 Piattaforma universale modello UP-330