

SC-96A

Cod. 23.8779.99

Blocco per 1 micropiastra a 96 pozzetti per PCR (volume pozzetti di 0,2 ml).



Descrizione

SC-96A blocco per Micropiastra a 96 pozzetti (0,2 ml) per la PCR o per 12 strisce di microprovette da 0,2 a 8 sezioni o per 96 microprovette da 0,2 ml

Specifiche

96-well unskirted or semi-skirted microplate (0.2 ml) 1
RPM massimo 1400
Temperatura massima 100°C

Dati Tecnici