

MPS-1

Cod. 22.8395.99

Agitatore per 1 micropiastra BIOSAN modello MPS-1



Descrizione

Multiplate shaker può essere considerato un vortex/shaker universale utilizzabile in qualsiasi applicazione per mixing di reagenti in micropiastre, micropiastre per PCR, piastre Deepwell e microprovette da 0,5/1,5/2 ml.

Speciale funzione "saw-tooth": tecnologia di miscelazione che consente ai campioni contenuti nella provetta di restare in un costante stato di risospensione anche al variare dell'accelerazione.

Può essere usato in camere refrigerate o incubatori in un range di temperatura da +4° C a +40° C.

Dati Tecnici

Velocità (rpm)	300÷3200
Numero di piastre	1
Timer (min)	0÷60 / non stop
Dimensioni piano di lavoro (mm)	-
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	225x215x150
Classe di protezione	-
Peso (kg)	5,1
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	AC 230 / 50 / 7 - DC 12V

