

BIO TDB-100

Cod. 22.8396.99



Riscaldatore digitale 1 blocco BIOSAN modello BIO TDB-100

Descrizione

Riscaldatore a blocchi compatto che può incubare per lunghi periodi a varie temperature i tre più utilizzati modelli di microprovette eppendorf (0,2/0,5/1,5/2 ml).

Fornito completo di blocco universale in alluminio per microprovette 24x2/1,5 ml, 15 x 0,5 ml, 10x 0,2ml.

Dati Tecnici

Range temperatura (° C)	da +5°C sopra ambiente a +100°C
Precisione (° C)	+/- 0,1
Risoluzione (° C)	0,1
N° blocchi	1
Timer	1 min- 96 h
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	210x230x210
Classe di protezione	-
Peso (kg)	3,1
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/200

