



PROVETTE CILINDRICHE STERILI

Cod. 07.3555.99

Provette cilindriche sterili Øxh 16x100 mm 10 ml Polipropilene con etichetta
confezione multipla imballo 1250 pezzi

Descrizione

Dati Tecnici

Dimensioni (Øxh mm)	16x100
Capacità (ml)	10
Materiale	Polipropilene
Etichetta	Sì
Confezione	Multipla
Imballo (pezzi)	1250

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni(Øxh mm)	Capacità (ml)	Materiale	Etichetta	Confezione	Imballo (pezzi)
07.3730.17	PROVETTE CILINDRICHE STERILI	16x100	10	Polistirene	No	Multipla	1800
07.3750.17	PROVETTE CILINDRICHE STERILI	16x100	10	Polistirene	Sì	Multipla	1800

07.3960.27	PROVETTE CILINDRICHE STERILI	16x150	20	Polistirene	No	Multipla	1000
07.3554.99	PROVETTE CILINDRICHE STERILI	16x100	10	Polistirene	Sì	Singola	1000
07.3555.99	PROVETTE CILINDRICHE STERILI	16x100	10	Polipropilene	Sì	Multipla	1250
07.3556.99	PROVETTE CILINDRICHE STERILI	16x100	10	Polipropilene	Sì	Singola	1000
07.3557.99	PROVETTE CILINDRICHE STERILI	16x150	20	Polistirene	Sì	Singola	500