

12' GRAB SAMPLER LI

Cod. 22.2092.82



Campionatore manuale WHEATON modello GRAB SAMPLER II (lunghezza asta 3,65 metri)

Descrizione

Caratteristiche principali:

- Ideale per campionature in luoghi difficilmente accessibili come pozzi e cisterne.
- Facilita il campionamento secondo le metodiche EPA/NJPDES.
- E' fornito con bottiglia da 1 litro con tappo in PTFE.

[Accessorio bottiglia da 1 litro con tappo in teflon. cod. 990477](#)

Dati Tecnici

Volume (ml)	1000
Lunghezza asta (m)	3,65

Varianti

Codice	Prodotto	Lunghezza asta (m)
22.2091.82	6' GRAB SAMPLER LI	1,8
22.2092.82	12' GRAB SAMPLER LI	3,65
22.2093.82	18' GRAB SAMPLER LI	5,55

