



PROVETTE CILINDRICHE STERILI

Cod. 07.3557.99

Provette cilindriche sterili Øxh 16x150 mm 20 ml polistirene con etichetta
confezione singola imballo 500 pezzi

Descrizione

Dati Tecnici

Dimensioni (Øxh mm)	16x150
Capacità (ml)	20
Materiale	Polistirene
Etichetta	Sì
Confezione	Singola
Imballo (pezzi)	500

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni(Øxh mm)	Capacità (ml)	Materiale	Etichetta	Confezione	Imballo (pezzi)
07.3730.17	PROVETTE CILINDRICHE STERILI	16x100	10	Polistirene	No	Multipla	1800
07.3750.17	PROVETTE CILINDRICHE STERILI	16x100	10	Polistirene	Sì	Multipla	1800

07.3960.27	PROVETTE CILINDRICHE STERILI	16x150	20	Polistirene	No	Multipla	1000
07.3554.99	PROVETTE CILINDRICHE STERILI	16x100	10	Polistirene	Sì	Singola	1000
07.3555.99	PROVETTE CILINDRICHE STERILI	16x100	10	Polipropilene	Sì	Multipla	1250
07.3556.99	PROVETTE CILINDRICHE STERILI	16x100	10	Polipropilene	Sì	Singola	1000
07.3557.99	PROVETTE CILINDRICHE STERILI	16x150	20	Polistirene	Sì	Singola	500