



PROVETTE CILINDRICHE STERILI

Cod. 07.3559.99

Provette cilindriche sterili tappo a vite Øxh 16x100 mm 10 ml polistirene senza etichetta conf. 200 imballo 1200 pezzi

Descrizione

Dati Tecnici

Dimensioni (Øxh mm)	16x100
Capacità (ml)	10
Materiale	Polistirene
Etichetta	No
Confezione	Multipla
Imballo (pezzi)	200/1200

Varianti

Codice	Prodotto		Materiale	Confezione	Imballo (pezzi)
07.8830.04	PROVETTE STERILI	CILINDRICHE	Polipropilene	Multipla	100/1000
07.3558.99	PROVETTE STERILI	CILINDRICHE	Polipropilene	Singola	750
07.3559.99	PROVETTE STERILI	CILINDRICHE	Polistirene	Multipla	200/1200

07.3560.99	PROVETTE STERILI	CILINDRICHE	Polistirene	Singola	750
------------	---------------------	-------------	-------------	---------	-----