

# BEUTA

Cod. 01.1150.79



Beuta (matraccio conico di Erlenmeyer) vetro Pyrex® ml 500, tappo a vite SVL 30

## Descrizione

Caratteristiche principali:

- Graduazione ed etichetta di colore bianco per la scrittura.
- Completati di tappo a vite fenolico provvisto di una guarnizione in PTFE/Etilene-Propilene.
- Autoclavabili.

## Dati Tecnici

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Capacità (ml)                       | 500       |
| Dimensioni (Ø esterno corpo x H mm) | 105 x 170 |
| Filettatura (SVL)                   | 30        |

## Varianti

| Codice     | Prodotto | Capacità (ml) | Dimensioni (Ø esterno corpo x H mm) | Filettatura (SVL) |
|------------|----------|---------------|-------------------------------------|-------------------|
| 01.1150.32 | BEUTA    | 25            | 42x76                               | 22                |
| 01.1150.45 | BEUTA    | 50            | 51 x 85                             | 22                |
| 01.1150.57 | BEUTA    | 100           | 64 x 105                            | 30                |
| 01.1150.73 | BEUTA    | 250           | 85 x 140                            | 30                |

|            |       |      |           |    |
|------------|-------|------|-----------|----|
| 01.1150.79 | BEUTA | 500  | 105 x 170 | 30 |
| 01.1150.88 | BEUTA | 1000 | 131 x 215 | 42 |