

PROVETTE TAPPO A VITE

Cod. 07.3561.99



Provette cilindriche polistirene con tappo a vite Øxh mm.16X100 ml 10 senza etichetta conf. 1000 pezzi

Descrizione

Dati Tecnici

Dimensioni (Øxh mm)	16x100
Capacità (ml)	10
Materiale	Polistirene
Etichetta	No
Confezione (pezzi)	1000

Varianti

Codice	Prodotto	Materiale
07.8830.03	PROVETTE TAPPO A VITE	Polipropilene
07.3561.99	PROVETTE TAPPO A VITE	Polistirene