

PROVETTE TAPPO A VITE



Cod. 07.3564.99

Provette coniche tappo a vite Øxh mm 30x115 ml 50 polipropilene graduazione serigrafata rack conf. 25 imballo 500 pezzi

Descrizione

Dati Tecnici

Dimensioni (Øxh mm)	30x115
Capacità (ml)	50
Materiale	Polipropilene
Graduazione	Serigrafata
Confezione	Rack
Imballo (pezzi)	25/500

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni(Øxh mm)	Capacità (ml)	Materiale	Graduazione	Confezione	Imballo (pezzi)
07.4030.22	PROVETTE TAPPO A VITE	17x120	15	Polipropilene	In rilievo	Sacchetti	150/750
07.4030.45	PROVETTE TAPPO A VITE	30x115	50	Polipropilene	In rilievo	Sacchetti	100/500
07.4020.22	PROVETTE TAPPO A VITE	17x120	15	Polipropilene	Serigrafata	Sacchetti	50/750

07.4020.45	PROVETTE TAPPO A VITE	30x115	50	Polipropilene	Serigrafata	Sacchetti	25/500
07.3562.99	PROVETTE TAPPO A VITE	17x120	15	Polipropilene	Serigrafata	Rack	50/500
07.3563.99	PROVETTE TAPPO A VITE	17x120	15	Polistirene	In rilievo	Sacchetti	150/750
07.3564.99	PROVETTE TAPPO A VITE	30x115	50	Polipropilene	Serigrafata	Rack	25/500